

## 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 (U87MG Cells)

细胞货号	T1009	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	36-72 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	MEM ( abm Cat. No. TM511) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
STR 数据	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>D5S818：11,12</li><li>D13S317：8,11</li><li>D7S820：8,9</li><li>D16S539：12,12</li><li>VWA：15,17</li><li>TH01：9.3,9.3</li><li>AMEL：X,X</li><li>TPOX：8,8</li><li>CSF1PO：10,11</li><li>D12S391：18,21</li><li>FGA：18,24</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>D2S1338：20,23</li><li>D21S11：28,32.2</li><li>D18S51：13,13</li><li>D8S1179：10,11</li><li>D3S1358：16,17</li><li>D6S1043：11,18</li><li>PENTAE：7,14</li><li>D19S433：15,15.2</li><li>PENTAD：9,14</li><li>D1S1656：15,15</li></ul></div></div>	
细胞培养 注意事项	细胞培养出现聚团时，可尝试使用多聚赖氨酸溶液包被来改善。	



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多信息

