

人肺退行性癌细胞 (Calu-6 Cells)

细胞货号	T1018
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells
种属来源	人
组织来源	肺
生长特性	贴壁生长
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	24-48 h
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。
STR 数据	● D5S818 : 11,11 ● D13S317 : 11,11 ● D7S820 : 10,10 ● D16S539 : 13,13 ● VWA : 17,17 ● TH01 : 9,9 ● AMEL : X,X ● TPOX : 8,8 ● CSF1PO : 12,12 ● D12S391 : 24,24 ● FGA : 22,22 ● D2S1338 : 17,26

- D21S11 : 31,31
- D18S51 : 12,16
- D8S1179 : 10,14
- D3S1358 : 16,16
- D6S1043 : 13,19
- PENTAE : 5,14
- D19S433 : 13,13
- PENTAD : 13,13
- D1S1656 : 18.3,18.3

