

## 人肝癌细胞 (Hep 3B2.1-7 Cells)

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 细胞货号         | T1024  |  |
| 细胞总数         | 1 x 10 <sup>6</sup> cells  |  |
| 生长特性         | 贴壁生长   |  |
| 细胞形态         | 上皮细胞样  |  |
| 倍增时间         | 48-72 h  |  |
| 传代比例         | 1:2 -1:3, 每 2-3 天换液一次  |  |
| 培养环境         | 95%空 气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C   |  |
| 培养基          | High Glucose DMEM ( <b>abm</b> Cat. No. TM500) + 10% FBS ( <b>abm</b> Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin ( <b>abm</b> Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> .<br>推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。   |  |
| 冻存条件         | 70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO   |  |
| 细胞储存         | 液氮储存   |  |
| 细胞培养<br>注意事项 | 1.该细胞整合了完整的乙型肝炎病毒基因组, 需在 2 级生物安全防护下操作。   |  |
| STR 数据       | <ul style="list-style-type: none"><li>• D5S818 : 13,13</li><li>• D13S317 : 12,14</li><li>• D7S820 : 8,10</li><li>• D16S539 : 10,10</li><li>• VWA : 17,17</li><li>• TH01 : 6,7</li><li>• AMEL : X,X</li><li>• TPOX : 9,9</li><li>• CSF1PO : 8,8</li><li>• D12S391 : 17,17</li><li>• FGA : 18,18</li><li>• D2S1338 : 21,25</li></ul> |  |



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



订购: order.china@china-abm.com



技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多信息



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D21S11 : 30,31</li> <li>• D18S51 : 19,20</li> <li>• D8S1179 : 12,12</li> <li>• D3S1358 : 15,15</li> <li>• D6S1043 : 12,17</li> <li>• PENTAE : 5,16</li> <li>• D19S433 : 12.2,14</li> <li>• PENTAD : 12,14</li> <li>• D1S1656 : 16.3,17.3</li> </ul> |
|--|--|



订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)



技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)



技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

