

## 人慢性髓原白血病细胞 (K562 Cells)

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 细胞货号         | T1060  |  |
| 细胞总数         | 1 x 10 <sup>6</sup> cells  |  |
| 生长特性         | 悬浮生长   |  |
| 细胞形态         | 淋巴母细胞样   |  |
| 倍增时间         | 24-48 h  |  |
| 传代比例         | 1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次   |  |
| 培养环境         | 95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C   |  |
| 培养基          | IMDM (abm Cat. No. TM505) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> .   |  |
| 冻存条件         | 70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO   |  |
| 细胞储存         | 液氮储存   |  |
| 细胞培养<br>注意事项 | 请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。   |  |
| STR 数据       | <ul style="list-style-type: none"><li>• D5S818 : 11,12</li><li>• D13S317 : 8,8</li><li>• D7S820 : 9,11</li><li>• D16S539 : 11,12</li><li>• VWA : 16,16</li><li>• TH01 : 9.3,9.3</li><li>• AMEL : X,X</li><li>• TPOX : 8,9</li><li>• CSF1PO : 9,10</li><li>• D12S391 : 23,23</li><li>• FGA : 21,24</li><li>• D2S1338 : 17,17</li><li>• D21S11 : 29,30,31</li><li>• D18S51 : 15,16</li><li>• D8S1179 : 12,12</li><li>• D3S1358 : 16,16</li></ul> |  |

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D6S1043 : 11,15</li> <li>• PENTAE : 5,14</li> <li>• D19S433 : 14,14.2</li> <li>• PENTAD : 9,13</li> <li>• D1S1656 : 15,16</li> </ul> |
|--|---|



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

