

小鼠睾丸间质细胞 (TM3 Cells)

细胞货号	T1073	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	DMEM/F-12(1:1) (abm Cat. No. TM510) + 2.5% FBS (abm Cat. No. TM999) + 5% HS + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞贴壁性较差, 换液尽量轻柔以免细胞脱落。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• 4-2 : 19.3,• 5-5 : 12,• 6-4 : 16.3,17.3• 6-7 : 15,• 9-2 : 15,• 12-1 : 16,• 15-3 : 20.3,22.3• 18-3 : 18,• X-1 : 24,25	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

