

## 人膀胱癌细胞 (5637 Cells)

细胞货号	T1083	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.细胞密度低时生长速率较慢, 传代比例不宜过高 2.该细胞较难消化, 建议适当延长消化时间。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>D5S818 : 11,12</li><li>D13S317 : 11,11</li><li>D7S820 : 10,11</li><li>D16S539 : 9,9</li><li>VWA : 16,18</li><li>TH01 : 7,9</li><li>AMEL : X,Y</li><li>TPOX : 8,9</li><li>CSF1PO : 11,11</li><li>D12S391 : 17,20</li><li>FGA : 22,22</li><li>D2S1338 : 25,25</li></ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多信息



- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• D21S11 : 31,2,36</li><li>• D18S51 : 16,18</li><li>• D8S1179 : 10,16</li><li>• D3S1358 : 15,16,17</li><li>• D6S1043 : 16,20</li><li>• PENTAE : 10,12</li><li>• D19S433 : 13,15</li><li>• PENTAD : 9,11</li><li>• D1S1656 : 15,15</li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com