

人脑胶质母细胞瘤细胞 (DBTRG-05MG Cells)

细胞货号	T1126
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells
生长特性	贴壁
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 30mg/L L-proline + 35mg/L L-cystine + 3.57 g/L HEPES + 15 mg/L hypoxanthine + 1 mg/L adenosine triphosphate + 10 mg/L adenine + 1 mg/L thymidine + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养 注意事项	1.该细胞对培养基要求较高, 建议使用专用培养基。

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com