

## 人肝癌亚力山大细胞 (PLC/PRF/5(PLC8024) Cells)

细胞货号	T1180	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-96 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM ( abm Cat. No. TM511) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . <b>推荐使用 : Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。</b>	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D5S818 : 12,12</li> <li>• D13S317 : 11,12</li> <li>• D7S820 : 9,11</li> <li>• D16S539 : 13,13</li> <li>• VWA : 15,16</li> <li>• TH01 : 8,8</li> <li>• AMEL : X,X</li> <li>• TPOX : 8,8</li> <li>• CSF1PO : 10,10</li> <li>• D12S391 : 15,20</li> <li>• FGA : 19.2,25</li> <li>• D2S1338 : 19,22</li> </ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫 获取更多优惠信息  
 下载有问必答app 获取更多优惠信息



- D21S11 : 30,31,32.2,33.3
- D18S51 : 17,17
- D8S1179 : 13,16
- D3S1358 : 15,15
- D6S1043 : 13,21
- PENTAE : 10,16
- D19S433 : 11,13
- PENTAD : 6,10
- D1S1656 : 14,14

 电话：400-833-1885

 网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



 订购：order.china@china-abm.com

 技术：technical.china@abmGood.com