

小鼠神经胶质细胞 (EOC2 Cells)

细胞货号	T1225
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells
生长特性	贴壁
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 4 mM L-glutamine + 20% LAMDAC conditioned media + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。
STR 数据	细胞没有公布的 STR 位点信息, 因此无 STR 数据

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com