

小鼠髓样乳腺癌细胞 (EO771 Cells)

细胞货号	T1302
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells
生长特性	贴壁
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 20mM HEPES + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。
STR 数据	• 1-1 : 16,17,18,19 • 1-2 : 20,22 • 2-1 : 16,18 • 3-2 : 14,15,16 • 4-2 : 21.3,22.3,24.3 • 5-5 : 17,21,22 • 6-4 : 18,19,20,21 • 6-7 : 15,16,17 • 7-1 : 25.2,26.2 • 8-1 : 16, • 11-2 : 15.3,16.3 • 12-1 : 17,18 • 13-1 : 17.1,18.1 • 15-3 : 22.3,23.3 • 17-2 : 15,16

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 18-3 : 16,18• 19-2 : 13,• X-1 : 27,29 |
|--|---|



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

