

小鼠卵巢上皮癌细胞 (ID8 Cells)

细胞货号	T9002	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁细胞	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2 -1:5 , 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95%空 气 , 5% 二氧化碳 , 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 15% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用 : Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">• 4-2 : 19.3,• 5-5 : 17,• 6-4 : 18,• 6-7 : 15,• 9-2 : 17,18• 12-1 : 17,• 15-3 : 22.3,• 18-3 : 16,17• X-1 : 27,• D4S2408 :	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》 , 无特殊注意事项。	