

小鼠小胶质细胞 (BV-2 Cells)

细胞货号	T9077	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	半贴半悬	
细胞形态	多形型	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞形态为多形型, 存在圆形和梭形两种, 且比例并不固定。 2.该细胞为半贴壁半悬, 传代过程中注意收集上清液。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none">4-2 : 20.3,5-5 : 17,6-4 : 17.3,6-7 : 15,9-2 : 18,12-1 : 17,15-3 : 22.3,23.318-3 : 16,17X-1 : 27,	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息