

人膀胱移行细胞癌 (UM-UC-3 Cells)

细胞货号	T9149
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells
生长特性	贴壁生长
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。
STR 数据	• D5S818 : 12,12 • D13S317 : 8,8 • D7S820 : 8,9 • D16S539 : 8,9 • VWA : 17,17 • TH01 : 6,9 • AMEL : X,X • TPOX : 10,10 • CSF1PO : 10,11 • D12S391 : 22,22 • FGA : 20,21 • D2S1338 : 23,23 • D21S11 : 31,31 • D18S51 : 14,14 • D8S1179 : 13,13

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 17,18 • D6S1043 : 11,13 • PENTAE : 12,12 • D19S433 : 14,15 • PENTAD : 13,13 • D1S1656 : 15,17.3 |
|--|--|



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

