

## 小鼠胃癌细胞 (MFC Cells)

细胞货号	T9726	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS ( abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1-1 : 10,15</li><li>• 1-2 : 15,16,17</li><li>• 2-1 : 16,</li><li>• 3-2 : 13,14</li><li>• 4-2 : 20.3,</li><li>• 5-5 : 12</li><li>• 6-4 : 16</li><li>• 6-7 : 15,</li><li>• 7-1 : 30</li><li>• 8-1 : 16</li><li>• 11-2 : 13,18</li><li>• 12-1 : 16,17</li></ul>	

电话: 400-833-1885

网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 13-1 : 17.1</li><li>• 15-3 : 21.3,</li><li>• 17-2 : 15</li><li>• 18-3 : 17,18</li><li>• 19-2 : 12</li><li>• X-1 : 27</li></ul> |
|--|--|

 电话: 400-833-1885

 网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)



更多细胞详情扫一扫  
获取更多优惠信息



下载有问必答app  
获取更多优惠信息



 订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)

 技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)