
大鼠胰岛素瘤细胞（INS-1E Cells）

细胞货号	T1255
细胞总数	1 x 10^6 cells
生长特性	贴壁生长
细胞形态	上皮细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37°C
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 10 mM HEPES + 2 mM L-Glutamine + 1 mM Sodium puruvate + 0.05 mM 2-mercaptoethanol + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO_2. 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO
细胞储存	液氮储存
细胞培养注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。
STR 数据	• 细胞没有公布的 STR 位点信息，因此无 STR 数据。



电话：400-833-1885
网址：www.abmGood.com
订购：order.china@china-abm.com
技术：technical.china@abmGood.com

更多细胞详情扫一扫 获取更多优惠信息
下载有问必答app 获取更多优惠信息

Cell instructions

电话：400-833-1885
网址：www.abmGood.com
订购：order.china@china-abm.com
技术：technical.china@abmGood.com

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息
下载有问必答app
获取更多优惠信息