
人皮肤成纤维细胞（HSF Cells）

细胞货号	T9190
细胞总数	1 x 10^6 cells
生长特性	贴壁生长
细胞形态	成纤维细胞样
倍增时间	48-72 h
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37°C



培养基	DMEM/F-12(1:1) (abm Cat. No. TM510) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO_2. 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。
冻存条件	CryoGuard™ Freezing Media (abm Cat. No. TM078) or Cryopreservation Medium (abm Cat. No. TM024).
细胞储存	液氮储存
细胞培养注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。
STR 数据	• D5S818：10,13 • D13S317：8,12 • D7S820：11,12 • D16S539：12,14 • VWA：14,18 • TH01: 8,9 • AMEL：X,Y • TPOX：8,9 • CSF1PO：11,11 • D12S391：19,19 • FGA：24,24.2 • D2S1338：18,24 • D21S11: 30,32.2 • D18S51: 13,15

	• D8S1179 : 13,13 • D3S1358 : 15,17 • D6S1043 : 18,19 • PENTAE: 5,10 • D19S433 :13,13 • PENTAD : 9,12 • D1S1656 :16,16